


İdrar Yoluna Tüp Yerleştirilmesi (Double J Stent)



Böbreklerden mesaneye idrar drenajından emin olmak için cerrahi sırasında üretere yerleştirilen ince içi boş bir tüptür. J şeklindeki kıvrımları tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek için her iki ucunda da bulunur, bu da stente (tübe) ismini verir "Double J stent"= J UÇLU TÜP)

Herhangi bir tıkanıklığı engelleyerek böbrek(ler)in idrarını drene etmeye ya da eğer nihai böbrek taşı cerrahisi yapılmışsa böbrek(ler)in taş parçalarını mesaneye rahatça iletmeye yarar. Taş cerrahisi sonrası böbreğin rahatlaması ve/veya taşın yarattığı doku reaksiyonu iyileşirken kalıcı iz veya hasar bırakmadan iyileşmesini sağlar.

Taş cerrahisi sonrası (Rijid veya Esnek Üreteroskopi sonrası – genellikle 2 hafta kalır

Büyük böbrek taşlarında ESWL öncesi – taş temizlenene kadar kalır

Gebelikte ortaya çıkan ağrılı veya tıkaçıcı taş hastalığında – doğum sonrasına kadar kalır

Bu tüpün her iki ucunda stentin hareket etmesini engelleyen kıvrımları vardır. Altaki kıvrım mesaneyi rahatsız ederek mesaneyi boşaltmak için sürekli

tuvalete gitme ihtiyacı hissettirebilir. Ayrıca idrar yapma sırasında böbrek bölgesinde orta derecede rahatsızlığa neden olabilir ve bu durumda idrarda kan görebilirsiniz.

Bu belirtilerin hiçbiri zararlı değildir ve vücudunuz stente zaman içinde alışır. Basit ağrı kesiciler şikayetleri kontrol etmede işe yarayabilir. Tüm belirtiler nihai tedavi tamamlandığında stent çıkarılınca kaybolur.

Bu stentler sadece geçici olarak kullanılır ve vücuttan çıkarılması gereklidir. (Uzun süreli vücutta kalabilen silikonlu J stentler hariç)

Bazen takip ve iletişimi kaybettiğinizde bilmelisiniz ki bu stentler takıldıktan sonraki en geç 3 ay içinde çıkarılmalıdır. Çoğu zaman bu süreden önce çıkarılır(genellikle 2 hafta).

Stent olduğunu hatırlamanız ve bunu unutmamanız önemlidir!